

ARTROMOT- SP3 Bokaízületi mozgatóberendezés

- Folyamatos passzív ízületi mozgítás egy, ill. két mozgássík mentén
- mozgásfunkciók javítása, mindkét oldali ízület kezeléséhez,
- A beteg kényelmesen, széken ül (a szék nem tartozék)

Mozgástartomány:

Plantaflexió / Dorsalextenzió : 50 - 0 - 40 több sebességfokozatban

Inverzió / everzió: 40 - 0 - 20 fok több sebességfokozatban

- egyidej , ill. külön-külön motor-
mozgások
- Kezelési idő beállítása
(1-59 perc, 1-24 óra ill. folyamatos)
- Szünet 1-59 mp.
- Spazmus-ellenkezés 25 fokozatban
(mozgássíkonként külön)
- Szinkron/aszinkron motormozgás
- Új beteg funkció
- Billentyű zár



A chipkártyás készülékek a betegspecifiku

ák.

A „Comfort” kivitelek többletszolgáltatásai:

- Nyújtóprogramok (a beállított mozgáshatárt képes néhány fokkal túllépni)
- Grafikusan dokumentálja a kezelés lefolyását (minden mozgásirányban)
- Bemelegítő programok (fokozatosan éri el a beállított mozgáshatárokat)
- Izolációs programok (a két mozgássíkban felváltva, egyenként is mozgat)

Forgalmazó:

ReCom-Med Kft.

1031 Budapest Nánási út 14/b.

Tel/Fax: (06-1)-242-7627

Gyártó:

