


ARTROMOT- E2 Compact Könyökízületi mozgatóberendezés

Mozgástartomány:

Extenzió / flexió: -5 – 0 - 140 fokozatmentes sebességszabályozás

Pronáció / supináció: 90 – 0 - 90 fok fokozatmentes sebességszabályozás



- Forgástengelyek mentén, folyamatos passzív ízületi mozgítás,
- két mozgássíkban egyszerre, ill. külön-külön,
- mozgásfunkciók javítása, mindkét oldali ízület kezeléséhez,
- gördíthető állványra **szertelt** kivitelben. **A mozgásprogramot betegspecifikus chip-kártya tárolja** (alaptartozék: 5 db kártya)

Opcionális tartozék: chip-kártya-készlet (10 db)