

ARTROMOT ACTIVE-K

CPM / CAM / Koordináció

folyamatos passzív-, kontrollált aktív mozgás, koordináció



- Mozgástartomány térdnél 10° / 0° / 120°, csípőnél 0° / 7° / 115°
- A beállított mozgásprogram minden paraméterét beteg-specifikus chip-kártya tárolja
- Piktogramos, ill. magyar nyelvű távvezérlő, vészleállítás bármely billentyűvel
- Speciális funkciók: billentyűzár, lehívható terápiás dokumentáció
- Tárolt protokollok TEP, keresztszalag, és porcműtét utánra, koordinációs programok
- *Opciók:* szállítókoszi, heveder ágyhoz rögzítéshez, izomstimulátor

Magyarországon forgalmazza:

ReCom-Med Kft.

1031 Budapest, Nánási út 14/b.

Tel/Fax: 06-1-242-7627

www.recommed.hu

Mail: info@recommed.hu

Gyártó:




Passzív gyakorlatok

Beállítási lehetőségek:

- combhossz, és vastagság
- lábszárhossz-, és vastagság
- lábfej állásszöge

A következő adatokat beteg-specifikus **chip-kártya** tárolja:


- extenzió / flexió (10° / 0° / 120°)
- sebesség, szünetek
- fordítóerő görcs esetén
- bemelegítés: a mozgástartomány határának fokozatos elérése



Aktív gyakorlatok

Beállítható az aktív zóna terjedelme aktív izomerő mértéke, és iránya

Az aktív zónán kívül passzív mozgás történik



Protokollok



TEP



Porc-műtét



Keresztszalag

- 6 előre definiált szint a felépülés szakaszaihoz

Koordinációs gyakorlatok



- Erőfenntartás (aktív / passzív)
- Hajlásszög keresése (aktív / passzív)
- Kötetlen tréning (szabad izommunka)

