

## ARTROMOT- K1 Basic, Classic és Standard Térdízületi mozgató berendezések

- Folyamatos passzív ízületi mozgítás
- mozgásfunkciók javítása, mindkét oldali ízület kezeléséhez,

### Basic

Nyomógombos kézi vezérl ,  
A beállításokat piktogramok segítik  
Szövetb I készült lábtámaszokkal



### Classic

Forgópotméteres kézi vezérl ,  
M anyagból készült, stabilabb  
lábtámaszokkal



### Standard

Nyomógombos kézi vezérl ,  
A beállításokat piktogramok segítik  
M anyagból készült, stabilabb  
lábtámaszokkal

### Mozgástartomány:

Térd : -10 - 0 – 120 fok

Csíp : 0 - 7 - 115 fok

Forgalmazó:

**ReCom-Med Kft.**

1031 Budapest Nánási út 14/b.

Tel/Fax: (06-1)-242-7627

e-mail: info@recommed.hu

Gyártó:

