

## ARTROMOT- S3 és S3 Comfort Vállízületi mozgatóberendezés

Mozgástartomány:	
Abdukción / addukción:	0-30-175 fok
Be- / Kirotáción:	90 -0- 90 fok
Eleváción:	0 –30 - 175 fok
Ante- / Retroverzión (kézzel):	0- 0- 125 fok



- Egyszerre is végezhető folyamatos passzív mozgás, két mozgássíkban
- Mozgássíkok szinkron-, és aszinkron üzemmódja
- Primer és szekunder kontraktúrák oldása,
- Mozgásfunkciók javítása, mindkét oldali ízület kezeléséhez
- Gördíthető, székes kivitel
- Szétszedhető, könnyen szállítható.
- Alaptartozék: 5 db chip-kártya
- A Comfort típusnál alaptartozék a váll-, és fejrögzítés, és, többlet programjai speciális terápiás mozgásra is képesek

Opcionális tartozék: chip-kártya-készlet (10 db)