

## REBOTEC BETEGEMELŐK



**REBOTEC®**

	<b>Arnold 125</b>	<b>Arnold 150</b>	<b>Arnold 250</b>
Max. testsúly (kg)	125	150	250
Emelés alsó határa (cm)	62	55	48
Emelés felső határa (cm)	156	174	177
Alsó keret magassága (cm)	14	14	18
Tömege (kg)	38	43	52
Cikkszám	310.01	320.01	330.00

	<b>James 150</b>	<b>James 250</b>
Max. testsúly (kg)	150	250
Emelés alsó határa (cm)	84	82
Emelés felső határa (cm)	150	155
Alsó keret magassága (cm)	14	18
Tömege (kg)	53	57
Cikkszám	320.03	330.02

