

REBOTEC JÁRÓKERETEK



REBOTEC®

| | WALK-ON JÁRÓKERET SX-L | | | |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| | XS | S | M | L |
| Mélység (cm) | 43 | 43 | 52 | 52 |
| Szélesség (cm) | 52 | 52 | 59 | 59 |
| Markolat magassága (cm) | 62-71 | 70-81 | 68-87 | 78-97 |
| Ülés magassága | - | - | - | - |
| Ülés szélessége | - | - | - | - |
| Tömege (kg) | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.7 |
| Magasságállítás | 5x | 5x | 10x | 10x |
| Max. testsúly (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Szín | színes | színes | szürke | szürke |
| Cikkszám: | 174.10 | 174.20 | 174.30 | 174.40 |

| | Jumbo 150 |
|-------------------------|-----------|
| | XL |
| Mélység (cm) | 72 |
| Szélesség (cm) | 76 |
| Markolat magassága (cm) | 75-93 |
| Ülés magassága | 60 |
| Ülés szélessége | 54 |
| Tömege (kg) | 11.6 |
| Magasságállítás | 10x |
| Max. testsúly (kg) | 150 |
| Szín | acél |

| | |
|-----------|-----------|
| Cikkszám: | 188.00.00 |
|-----------|-----------|



REBOTEC ROLLÁTOROK

REBOTEC®

| | Fixi | Fox | Pluto 1 | Pluto 2 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mélység (cm) | 68 | 68 | 79 | 85 |
| Szélesség (cm) | 58 | 58 | 64 | 67 |
| Markolat magassága (cm) | 61-70 | 70-78 | 45-81 | 55-91 |
| Ülés magassága | 47 | 47 | - | - |
| Ülés szélessége | 38 | 38 | - | - |
| Tömege (kg) | 6.2 | 6.3 | 8 | 8.5 |
| Magasságállítás | 5x | 5x | - | - |
| Max. testsúly (kg) | 100 | 100 | - | - |
| Szín | színes | színes | színes | színes |
| Cikkszám: | 186.00.10 | 186.00.20 | 187.00.10 | 187.00.20 |

| POLO PLUS T | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | S | M | L |
| Mélység (cm) | 70 | 70 | 70 |
| Szélesség (cm) | 67 | 67 | 67 |
| Markolat magassága (cm) | 64-74 | 69-82 | 74-92 |
| Ülés magassága | 49 | 55 | 60 |
| Ülés szélessége | 48 | 48 | 48 |
| Tömege (kg) | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| Magasságállítás | 5x | 7x | 10x |
| Max. testsúly (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Szín | szürke | szürke | szürke |

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| Cikkszám: | 181.10 | 181.20 | 181.30 |
|-----------|--------|--------|--------|



REBOTEC MARKOLATOK

REBOTEC®

| | YANO MARKOLATOK | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| | gyermek | standard | XL |
| alkartámasz magassága (cm) | 72-94 | 92-114 | 100-123 |
| alkartámasz szélessége (cm) | max. 10 | max. 10 | max. 10 |
| Átmérő (mm) | 22/19 | 22/19 | 22/19 |
| Cikkszám | 130.95 | 130. ... 0 | 130. ... 5 |